




hilft heilen.

PAUL HARTMANN AG  
89522 Heidenheim  
Deutschland

Besuchen Sie uns im Internet  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

## Vorteilhaft

Fühlen auch Sie den Unterschied von Foliodrape® Protect Plus.



Das Foliodrape Protect Plus  
Universal Set Super.

Foliodrape Protect Plus ist ein Einwegprodukt, das die Vorteile von fließenden Stoffen mit der Sicherheit fester Materialien vereint: Trotz seiner hohen Saugkraft ist der Stoff nicht steif, sondern lässt sich hervorragend drapieren, ist geruchsarm und raschelt nicht.

Das Material gewährleistet einen störungsfreien Ablauf der OP, weil die Abdeckung reibungslos funktioniert. So trägt es dazu bei, Prozesse noch effizienter zu gestalten und dadurch Zeitaufwand und Kosten zu minimieren.




Foliodrape® Protect Plus hat viele Haken.  
Und jeder davon ist ein Vorteil für Sie.





## Was innovative Abdecktücher leisten müssen.



### Geprüft.

Jetzt gibt es eine OP-Abdeckung, die all diese Anforderungen erfüllt: Foliodrape Protect Plus von HARTMANN. Es ist brandneu und dennoch schon über Jahre ausgereift und mit unseren Kunden entwickelt: OP-Profis haben das neue Material im laufenden Klinikbetrieb auf Herz und Nieren geprüft. Und für sehr gut befunden.



### Gesucht.

Sie schätzen fließende OP-Abdeckungen mit textilem Charakter, die leicht drapierbar sind, nicht rascheln und geruchsneutral sind.

Gleichzeitig sind Sie in Ihrem OP-Alltag schon allein aus Sicherheitsgründen auf hohe Saugleistung und Reißfestigkeit angewiesen. Das bieten Ihnen wiederum eher feste Materialien.

### Gefällt!

- Das neue Materialkonzept beinhaltet einen innovativen Vlies-Folienverbund mit saugstarken Verstärkungszone, die die Flüssigkeit direkt und vollständig aufnehmen.
- Das neue Produktdesign zeigt auf Anhieb, worauf es ankommt: Die Verstärkung ist in der erforderlichen Größe und Lage zum OP-Feld positioniert, was das Handling erleichtert und das Material noch vertrauenswürdiger macht.
- Die Summe dieser Vorteile erleichtert Ihre Arbeit und macht sie effizienter, was wiederum ein wichtiger Faktor für die OP-Leitung und das Controlling ist.

### Aufbau des neuen OP-Abdecktuches.

Das neue Foliodrape Protect Plus besteht aus einem hochwertigen Vlies-Folienverbund und der besonders saugfähigen Verstärkungszone.

1. Lage: wasser- und keimdichte Folie (PE)
2. Lage: saugfähiges Spinnvlies (PP)
3. Lage: besonders saugfähige Verstärkungszone (PP)





## Überzeugend

Entdecken Sie das neue Foliodrape® Protect Plus.

Die vielen Vorteile von Foliodrape Protect Plus sind das Resultat einer umfassenden Studie und treffen genau die Anforderungen, die Sie an eine hochwertige Abdeckung haben:

**162 Personen** mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung, vom OP-Management bis zur OP-Schwester, **testeten das neue Foliodrape** und verglichen es in 2 Gruppen mit ihren bisher verwendeten Abdeckungen von anderen namhaften Anbietern.


**Das Ergebnis:**



## Verlässlichkeit

### Foliodrape® Protect Plus. Darauf ist Verlass.

Foliodrape Protect Plus OP-Abdecktücher kleben perfekt. Nichts verrutscht, alles bleibt an seinem Platz – und das zuverlässig während der gesamten Operation. Der hautfreundliche Klebestreifen haftet sicher am Körper des Patienten, auch bei sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen und intensiver Durchfeuchtung. Selbst von Problemhaut kann der Klebestreifen einwandfrei abgezogen werden. Die extrem saugfähige Verstärkungszone sorgt für verlässliche Hygiene im OP.



Die Haftfähigkeit von Foliodrape Protect Plus schneidet um 11% besser ab als das bisher verwendete Produkt von Anbieter A. Auch im Vergleich zwischen Foliodrape Protect Plus und dem Produkt von Anbieter B schnitt die Haftfähigkeit des HARTMANN Produkts um 11% besser ab.

#### Hinsichtlich Haftfähigkeit schnitt in beiden Gruppen HARTMANN besser ab.

Beide Gruppen testeten die Haftfähigkeit von Foliodrape Protect Plus (selbst unter intensiver Durchfeuchtung) und verglichen sie jeweils mit ihren bisher verwendeten Produkten.\*

verlässlich






## Praktikabilität

Foliodrape® Protect Plus. Entfalten Sie Ihr Können.


Das weiche Spinnvlies fällt wie Stoff und ist besonders gut am Patienten drapierbar. Durch praktische Ausstattungsmerkmale und die patentierte, sehr einfache Entfaltung bzw. Anlage wird ein reibungsloses Handling gewährleistet. So können Vorbereitungen vom OP-Personal schneller durchgeführt werden, auch von einer einzelnen Person.

### Beide Gruppen sind von der Drapierfähigkeit von Foliodrape Protect Plus überzeugt.

Beide Verwendergruppen wurden nach der Drapierfähigkeit beider Abdeckungstücher gefragt.\*



Der Vergleich zeigt: Die Drapierfähigkeit von Foliodrape wird signifikant häufiger mit „sehr gut“ bewertet als die des Produkts von Anbieter A.




Auch beim Vergleich zwischen HARTMANN und Anbieter B sind Präferenzen für Foliodrape Protect Plus feststellbar.

 Gar nicht gut  Eher nicht so gut  Teilweise gut, teilweise nicht so gut  Gut  Sehr gut

praktisch






## Hochwertigkeit

### Foliodrape® Protect Plus. Gehen Sie auf Tuchfühlung.


Durch die neue Materialkombination entsteht ein weich fließender, geruchsneutraler Stoff, der nicht raschelt. Die elastische Barrierefolie und das griffige Tuch mit der speziellen Verstärkung machen die hohe Qualität besonders spürbar. Die Materialprüfung der Testpersonen haben ergeben, dass sich Foliodrape Protect Plus viel angenehmer als die bisher von ihnen verwendeten Materialien anfühlt und einen soliden, zuverlässigen Eindruck macht.

#### Beide Testgruppen sind mit dem Material von HARTMANN eindeutig zufriedener.

Die Verwender der Wettbewerbsprodukte wurden nach ihren Vergleichen mit Foliodrape Protect Plus über die Zufriedenheit bezüglich des Materials befragt.\*



Insgesamt 85 % aller A-Verwender sind von der Hochwertigkeit von Foliodrape Protect Plus überzeugt. 42 % davon ziehen das HARTMANN Produkt sogar vor.




Insgesamt 79 % aller B-Verwender beurteilen die Hochwertigkeit des Produkts von HARTMANN als sehr gut, 36 % davon bevorzugen sogar Foliodrape Protect Plus.

■ Beide Produkte gleich gut ■ Foliodrape Protect Plus besser ■ Produkt A bzw. Produkt B besser

hochwertig






## Sicherheit

### Foliodrape® Protect Plus: Hält. Was es verspricht.


Das Abdecktuch übererfüllt auf seiner gesamten Fläche die höchsten Anforderungen der Norm EN 13795 als High-Performance-Produkt. Es zeichnet sich durch eine hohe Reißfestigkeit aus und eine zu 100 % flüssigkeitsdichte Barrierefolie, die zuverlässig vor Keimen schützt. Die saugfähige Verstärkungszone aus SMS-Vliesstoff nimmt selbst große Mengen an Flüssigkeit sofort auf. Zusätzlich wird sie über das hydrophile Vlies schnell in die Mikrostruktur absorbiert, wo sie gehalten wird.

#### In puncto Materialsicherheit liegt die Präferenz eindeutig bei Foliodrape Protect Plus.


Beide Gruppen wurden nach ihren Tests gefragt, welches Produkt sie hinsichtlich der Sicherheit bevorzugen.\*



Während bei dem Produkt des Wettbewerbers A die Flüssigkeit nur bis zur zusätzlichen PE-Folie gelangen kann, nutzt Foliodrape Protect Plus durch seine Materialstruktur auch die Saugfähigkeit des Basismaterials und hält die Flüssigkeit durch seine hydrophilen Eigenschaften.



Insgesamt 83 % aller A-Verwender sind von Foliodrape begeistert, 40 % davon ziehen Foliodrape ihrem bisherigen Produkt vor.



Insgesamt 77 % aller B-Verwender beurteilen die Hochwertigkeit des Produkts von HARTMANN als sehr gut, 33 % davon bevorzugen sogar Foliodrape Protect Plus.

■ Beide Produkte gleich gut ■ Foliodrape Protect Plus besser ■ Produkt von Anbieter A ■ Keines bzw. Anbieter B besser

\* Quelle: Opinion Market Research & Consulting GmbH, 17. Nov. bis 8. Dez. 2008, Zielgruppe: n=162 OP-Professionals, aufgeteilt in 2 Gruppen (User des Produktes von Anbieter A und User des Produktes von Anbieter B) à n=81.

